

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元 _____ 年 ____ 月 ____ 日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 _____ 天來經；最近來經日(LMP)： / ； ☐ 停經年齡： _____ 歲	

CODE	項目	管具
脂蛋白與膽固醇代謝 / 脂蛋白數量、品質與抗氧化能力		
☐ 351-1	Triglyceride	紅頭 x1
☐ 352-1	Cholesterol-Total	紅頭 x1
☐ 354-1	LDL-C	紅頭 x1
☐ 318	sdLDL	紅頭 x1
☐ 317	oxLDL	紫頭 x1
☐ 355-1	HDL-C	紅頭 x1
☐ 1266	HDL-C、HDL ₂ -C、HDL ₃ -C、HDL ₂ -C / HDL ₃ -C	紅頭 x1
☐ 308	PON1	紅頭 x1
☐ 359	Apo B	紅頭 x1
☐ 358	Apo A1	紅頭 x1
☐ 363-1	LP(a)	紅頭 x1
甲基化代謝 (可任意選擇 4 項)		
☐ 1194	☐ 1342 Methionine ☐ 364-3 Homocysteine ☐ 1343 SAMe ☐ 586 Cystathionine ☐ 1344 SAH ☐ 1345 Cysteine	紫頭 x1•
血管內皮代謝 (可任意選擇 5 項)		
☐ 1116	☐ 364-2 Homocysteine ☐ 349-2 Arginine ☐ 346-1 MMA ☐ 583 Citrulline ☐ 339 5-MTHF ☐ 350-2 ADMA ☐ 338 UMFA ☐ 345-1 SDMA ☐ 584 Ornithine ☐ 1337 TMAO	白頭 x1
血管發炎指標		
☐ 365-1	hsCRP	紅頭 x1
☐ 1210	MPO	紫頭 x1
☐ 1211	Lp-PLA2	紅頭 x1
☐ 366-1	Fibrinogen	紫頭 x1
心肌損傷指標		
☐ 1212	NT-proBNP	紅頭 x1
☐ 1215	hsTnT	紅頭 x1
脂肪激素 / 血糖代謝 / 糖化終產物		
☐ 199	Adiponectin	紅頭 x1
☐ 197	Leptin	紅頭 x1
☐ 191	Insulin-AC	紅頭 x1
☐ 380-1	Glucose-AC	灰頭 x1
☐ 381	Glucose-PC	灰頭 x1
☐ 196-1	HbA1C	紫頭 x1
☐ 1249	AGEs	紫頭 x1
骨質代謝調控 / 維生素 D / 骨質流失標記		
☐ 211	Intact-PTH	紫頭 x1
☐ 213	Osteocalcin	紫頭 x1
☐ 413	Ca	紅頭 x1
☐ 212	25-OHD(D ₂ +D ₃)	紅頭 x1
☐ 214	β-CrossLaps	紅頭 x1
生長因子 / 腦下垂體荷爾蒙 / 卵巢儲備功能指標		
☐ 181	IGF-1	紅頭 x1
☐ 150	ACTH	紫頭 x1
☐ 120	Prolactin	紅頭 x1
☐ 121	LH	紅頭 x1
☐ 122	FSH	紅頭 x1
☐ 1341	AMH	紅頭 x1

CODE	項目	管具
甲狀腺荷爾蒙代謝/自體免疫抗體		
☐ 106	TSH	紅頭 x1
☐ 100	FT4	紅頭 x1
☐ 101	T4	紅頭 x1
☐ 102	FT3	紅頭 x1
☐ 103	T3	紅頭 x1
☐ 104	RT3	紅頭 x1
☐ 110	Anti-TG	紅頭 x1
☐ 111	Anti-TPO	紅頭 x1
腎上腺皮質、睪丸、卵巢荷爾蒙 (可任意選擇 6 項)		
☐ 1126	☐ 127-3 Pregnenolone ☐ 129-3 Testosterone ☐ 128-3 Progesterone ☐ 130-3 Free Testosterone ☐ 151-3 Cortisol ☐ 132-3 DHT ☐ 165-3 Cortisone ☐ 123-3 E1 ☐ 154-3 DHEA ☐ 124-3 E2 ☐ 155-3 DHEA-S ☐ 133-3 SHBG ☐ 134-3 A-dione	紅頭 x1
唾液荷爾蒙		
☐ 123-5	E1	唾液 x1
☐ 124-5	E2	
☐ 125-5	E3	
☐ 128-5	Progesterone	
☐ 129-5	Testosterone	
☐ 660	DHEA	
☐ 1238	Cortisol	
環境荷爾蒙：塑化劑 / 防腐劑 / 清潔劑 (可任意選擇 5 項)		
☐ 1128	☐ 1004-1 MMP ☐ 1004-2 MEP ☐ 1004-3 MnBP ☐ 1004-4 MBzP ☐ 1004-5 MEHP ☐ 1005-1 MP ☐ 1005-2 EP ☐ 1005-3 PP ☐ 1005-4 BP ☐ 1006-1 NP ☐ 1006-2 4-t-OP ☐ 1006-3 2,4-di-t-BP ☐ 1006-4 BPA ☐ 1006-5 Triclosan	尿液 x1
氧化損傷標記 / 抗氧化物 / 抗氧化酵素 / 解毒酵素		
☐ 314	8-OHdG	尿液 x1
☐ 1201	F2-IsoPs	尿液 x1
☐ 309	MDA	紫頭 x1
☐ 1202	Nitrotyrosine	紫頭 x1
☐ 300	SOD	綠頭 x1
☐ 302	f-Thiols	綠頭 x1
☐ 303-2	t-GSH	綠頭 x1
☐ 304	GSHPx	紫頭 x1
☐ 306	GSTs	紫頭 x1

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元 _____ 年 ____ 月 ____ 日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 _____ 天來經；最近來經日(LMP)： / ； ☐ 停經年齡： _____ 歲	

CODE	項目	管具
抗氧化維生素 / 脂溶性維生素 (可任意選擇 5 項)		
□1115	□320-1 Retinol □323-1 β-Carotene □321-1 Lycopene □333-1 Zeaxanthin □329-1 Lutein □212 25-OHD(D ₂ +D ₃)* □326-1 α-Tocopherol □325-1 γ-Tocopherol □324-1 δ-Tocopherol □327-2 CoQ10 □328-1 Vitamin C**	紫頭 x1 紅頭 x1* 綠頭 x1**
營養礦物質 / 鐵蛋白		
□413	Ca	紅頭 x1
□1350	Mg、K	藍頭 x1★
□1130	Na、K、Cl	紅頭 x1
□222	Ferritin	紅頭 x1
組織胺不耐受/黏膜免疫/發炎/類風濕關節炎/急性過敏指標		
□1335	Histamine	糞便 x1
□1336	DAO	紅頭 x1
□365-1	hsCRP	紅頭 x1
□292	RA	紅頭 x1
□1213	Anti-CCP	紅頭 x1
□293	IgE	紅頭 x1
腸道消化 / 麩質敏感 / 腸黏膜發炎、滲漏 / 胃幽門桿菌 / 潛血反應		
□1323	Anti-Gliadin sIgA	糞便 x1
□1334	Anti-htTG	糞便 x1
□1214	sIgA	糞便 x1
□1327	Calprotectin	糞便 x1
□1012	Hp-Ag	糞便 x1
□1222	Hb/Hp Combo FOBT	糞便 x1
腫瘤生化指標		
□243	AFP	紅頭 x1
□231	CEA	紅頭 x1
□232	CA-19.9	紅頭 x1
□241	CYFRA 21.1	紅頭 x1
□233	CA-15.3	紅頭 x1
□234	CA-125	紅頭 x1
□235	SCC	紅頭 x1
□236	PSA	紅頭 x1
□237	PSA-Free	紅頭 x1
B 型肝炎 / C 型肝炎病毒標記		
□813	HBsAg、Anti-HBs、Anti-HCV	紅頭 x1
□251	HBsAg	紅頭 x1
□252	Anti-HBs	紅頭 x1
□260	Anti-HCV	紅頭 x1

CODE	項目	管具
肝功能 / 腎功能生化指標		
□1106	Protein、Prealbumin、Albumin、Globulin、A/G ratio、Bilirubin-Total、Bilirubin-Direct、Alk-P、AST-GOT、ALT-GPT、GGT、Cystatin C	紅頭 x1
□1104	BUN、Creatinine、Cystatin C、eGFR、Uric acid、Microalbumin	紅頭 x1 尿液 x1
□1209	Prealbumin	紅頭 x1
□382	Protein	紅頭 x1
□383	Albumin	紅頭 x1
□1333	Cystatin C	紅頭 x1
□385	BUN	紅頭 x1
□386	Creatinine	紅頭 x1
□388	Uric Acid	紅頭 x1
□389	AST-GOT	紅頭 x1
□390	ALT-GPT	紅頭 x1
□391	GGT	紅頭 x1
□392	Alkaline-P	紅頭 x1
□393	Bilirubin-Total	紅頭 x1
□394	Bilirubin-Direct	紅頭 x1
□1205	Microalbumin	尿液 x1
血液常規+白血球分類 / 尿液常規		
□673	CBC	紫頭 x1
□680	CBC-DC	紫頭 x1
□674	Urine Routine	尿液 x1
備註欄：僅限送檢單位與實驗室聯絡用		

※注意事項：

1. 抽血前請先空腹 8 小時以上。
2. 紅頭採血管請平放於室溫半小時後，讓血液達到完全凝固，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
3. 紫頭採血管(EDTA)、綠頭採血管(Li-heparin)、灰頭採血管(NaF) 採血後，請立即混合均勻避免凝血，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
4. 尿液檢體請收集早晨第一次尿液之中段尿，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
5. 唾液收集前請先用清水漱口，等待 5 分鐘後收集 2 毫升唾液(可搖動舌頭/頭微傾以增加唾液分泌)，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
6. ★內含抗凝劑藍頭紫標專用試管。
7. ◆抽完血請立即離心取上清液血漿加入特殊管混勻冷凍，保持冷凍狀態送檢。