

# 1012 胃幽門螺旋桿菌抗原分析採檢說明

## Helicobacter Pylori Antigen

### 請注意!

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於"採檢管"與"功能醫學檢測申請單"上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

### 檢體

糞便 x 1 瓶，冷藏

### 檢查套組內含物品

- 1 個 糞便收集瓶
- 1 支 平木棒
- 1 個 手套
- 1 個 糞便收集盆
- 1 個 透明塑膠封口袋

### 採檢注意事項

1. 女性請勿在月經週期內採檢。
2. 採檢前若有服用任何藥物，如阿斯匹靈(aspirin)、抗發炎藥物，需提前與醫師討論。
3. 糞便檢體採集完後請務必 **4°C 冷藏保存**。


### 糞便採檢法



1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日，糞便收集瓶上填妥姓名及採檢日期。



2. 如果有便意先排尿，再將糞便排在糞便收集盆。注意勿讓便器中的尿液或水污染到糞便樣本。



3. 打開糞便收集瓶，以平木棒在糞便四周自由取樣數次。取約花生米大小之檢體量至糞便收集瓶中。



4. 蓋上蓋子。確認收集瓶上已填妥姓名及**採檢日期**，放入透明塑膠封口袋內。

5. 檢體請放置於室溫，儘速於 24 小時內送回。超過 3 天請置於 4°C 冷藏保存。

### 報告天數

7 天



瀚仕功能醫學研究中心  
REDOX Functional Medicine Laboratory

R201710 版權所有